

Ce système dit de « masse soudée » permet en outre de fixer la masse sur une petite partie décapée inférieure à 2mm contre 20mm pour l'ancien procédé.


En outre son aimant de maintien vous permet une utilisation dans toutes les positions que ce soit horizontale ou verticale.

Cette masse s'utilise avec le tire-clou de la gamme GYSPOT.
(ne fonctionne pas avec le pistolet mono-point).



SIMPLE & EFFICACE

► PROCÉDÉ CLASSIQUE



► ANCIENNE MASSE MAGNÉTIQUE



► NOUVELLE MASSE MAGNÉTIQUE



UTILISATION

Étape 1 :

Soudez la masse, grâce au pistolet



Étape 2 :

Visser la masse

